

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ОГБУЗ ККОД
Унгурян В.М.

ГРАФИК

выездов в районы области передвижного цифрового маммографического комплекса с сотрудниками ОГБУЗ ККОД на 2022 г.

Районы области	Сотрудник ОРД	Даты выезда	Количество подлежащих просмотру	Ответственные лица за организацию работы передвижного маммографа
Буйский район Буй	Рентгенлаборант будет предоставлен согласно внутреннего графика работы рентген отделения ОГБУЗ ККОД	5.07.2022 г. 13.07.2022 г. 21.07.2022 г.	40 40 40	Виноградова В.Г., Администрация ЦРБ ,
Чухломской район Чухлома	Рентгенлаборант будет предоставлен согласно внутреннего графика работы рентген отделения ОГБУЗ ККОД	6.07.2022г. 14.07.2022 г. 26.07.2022 г. 2.08.2022 г. 9.08.2022 г. 16.08.2022 г. 23.08.2022 г. 30.08.2022 г.	40 40 40 40 40 40 40 40	Виноградова В.Г., Администрация ЦРБ ,

<p>Нейский район Нея</p>	<p>Рентгенлаборант бюджет предоставлен согласно внутреннего графика работы рентген отделения ОГБУЗ ККОД</p>	<p>7.07.2022 г. 19.07.2022г.</p>	<p>40 40</p>	<p>Виноградова В.Г. Администрация ЦРБ ,</p>
<p>Солигаличски й район Солигалич</p>	<p>Рентгенлаборант бюджет предоставлен согласно внутреннего графика работы рентген отделения ОГБУЗ ККОД</p>	<p>12.07.2022 г. 20.07.2022 г. 28.07.2022 г 04.08.2022 г 11.08.2022 г 18.08.2022 г 25.08.2022 г 31.08.2022 г</p>	<p>40 40 40 40 40 40 40 40</p>	<p>Виноградова В.Г. Администрация ЦРБ ,</p>

Требования к подключению и работе передвижной, цифровой маммографической установки и составление заявки на маммографическое обследование населения:

Питание маммографа осуществляется от однофазной электрической сети 220 В, с отклонением напряжения от минус 15% до +10%, частотой (50 Гц) и сопротивлением сети не более 0.5 Ом.

Потребляемая мощность в рабочем режиме - 6.6 кВа.

Потребляемая мощность в режиме ожидания - 0.5 кВа.

Включение электрического оборудования, входящего в состав комплекса, осуществляется через электрощит, с установленными в нём вводными и фидерными автоматическими выключателями и фидерными дифференциальными выключателями (УЗО).

Передвижной маммограф устанавливается на твёрдую, горизонтальную поверхность, с хорошим подъездом, на расстоянии до 20 метров от места подключения (в зимнее время площадка должна быть расчищена).

К внешней питающей сети маммограф подключается через вводный трёхжильный 20 метровый кабель с наконечниками N – ноль, A - фаза, I - земля.

Подключение и отключение маммографа, осуществляют технический персонал (электрики) имеющие право проведения данных работ.

Главный врач ОГБУЗ ККОД
В.М. Унгурян



Исп. 398-138
Виноградова В.Г.